



## CCK-8 试剂盒

产品货号	产品名称	包装
DW3141	CCK-8 试剂盒	500T

### 产品介绍:

CCK-8 试剂盒是一种基于 WST-8 而广泛应用于细胞增殖和细胞毒性的快速、高灵敏度检测的试剂盒。

WST-8 是一种类似于 MTT 的化合物，在电子耦合试剂 1-MethoxyPMS 存在的情况下，可以被还原生成橙黄色水溶性的甲臞(Formazan)。细胞增殖越多越快，则颜色越深;细胞毒性越大，则颜色越浅。对于同样的细胞，颜色的深浅和细胞数目呈线性关系。

CCK-8 法是用于预测细胞增殖或毒性实验中活细胞数目的一种高灵敏度，无放射性的鼻塞检测法，可替代传统的 MTT 法。

### 保存说明:

4°C避光保存。

### 使用说明:

- 1、在 96 孔板中接种细胞悬液(100ul/孔)，通常细胞增殖实验每孔约 2000 个细胞，细胞毒性实验每孔约 5000 个细胞，具体每孔所用的细胞的数目，需根据细胞的大小，细胞增殖速度的快慢等因素决定。
- 2、按照实验需要，进行培养并给予 0-10ul 特定的药物刺激，处理一段适当的时间(例如:6,12,24 或 48 小时)。
- 3、每孔加入 10ul CCK-8 溶液。如果起始的培养体积为 200ul，则需加入 20ulCCK-8 溶液，以此类推。可以用加相应量细胞培养基和 CCK-8 但不加细胞的孔作为空白对照，若担心所使用的药物会干扰检测，需设置加相应量细胞培养液、药物和 CCK-8 溶液但不加细胞的孔作为空白对照。
- 4、在细胞培养箱内继续孵育 1-4 小时，具体时间可以通过预实验确定。预实验时可以在 0.5、1、2 和 4 小时后分别用酶标仪检测，然后选取吸光度范围比较适宜的一个时间点用于后续实验。
- 5、用酶标仪测定在 450nm 处的吸光值，若无 450nm 滤光片，可以使用 420-480nm 的滤光片。如果样品为高浑浊度的细胞悬液，可以使用大于 600nm 的波长，例如 650nm，作为参考波长进行双波长测定。



# 多沃生物

## Dowobio Biotechnology Co., Ltd



6、如果需要暂时不测定 O.D 值，可以向每孔中加入 10ul 0.1M HCl 溶液或者 1%w/v 的 SDS 溶液，避光保存在室温，24 小时内吸光度不会发生变化。

### 注意事项：

- 1、使用 96 孔板进行检测时，如果细胞培养时间较长，请注意蒸发问题。可将 96 孔板外围一圈加培养基、水或 PBS 保湿。同时，可以把 96 孔板置于培养箱内靠近水盘的位置以缓解蒸发。
- 2、培养时间根据细胞种类的不同和每孔内细胞数量的多少而不同。在正式实验前，建议先做预实验摸索铺板的细胞数量以及加入 CCK-8 试剂后的培养时间。
- 3、铺板时请注意保证每个孔细胞数量均匀，建议铺板过程中注意时常混匀，防止因细胞沉淀造成不均匀。加入 CCK-8 后请前后左右轻轻晃动培养板数次，使培养基和 CCK-8 溶液充分混匀。
- 4、本试剂盒的检测依赖于脱氢酶催化的反应，如果待测物质有氧化性或还原性，可在加 CCK-8 之前更换新鲜培养基，去掉药物的影响。若药物影响比较小的情况可以不更换培养基，直接扣除培养基中加入药物后的空白吸收即可。
- 5、加入 CCK-8 时，如果细胞培养时间较长，培养基颜色或 pH 值已变化，建议换用新鲜的培养基。
- 6、用酶标仪检测前需确保每个孔内没有气泡，否则会干扰测定。
- 7、本试剂盒系无菌灌装生产。在使用过程中，请在生物安全柜内无菌操作，避免污染。
- 8、为了您的健康和安​​全，请穿着实验服并戴一次性手套或乳胶手套操作。

### 本产品文章中的写法：

英文：Dowobio (Shanghai, China)

中文：上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海