



多沃生物

Dowobio Biotechnology Co., Ltd



## 10×PBS 缓冲液

产品货号	产品名称	包装
DW0095	10×PBS 缓冲液	500ml

### 产品介绍:

本产品含 1.35M NaCl, 47mM KCl, 100mM Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>, 20mM NaH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>, 用水稀释至 PBS (1X)后, pH 值为 7.3 ± 0.1。

本 PBS(10X)溶液经过除菌处理, 用无菌水稀释至 1X 后, 可以直接用于细胞培养过程中细胞的洗涤或其他常规用途。

### 保存条件:

常温保存, 一年有效。

### 注意事项:

在使用 PBS 的过程中要特别注意避免溶液被微生物污染。

PBS(10X)在低温情况下较易产生沉淀。如果发现有沉淀产生, 可以在水浴温育至沉淀全部溶解后再使用。

### 本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (China, Shanghai)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海