



### 小鼠小胶质细胞 BV2

产品货号	产品名称	包装
PM-0442	小鼠小胶质细胞 BV2	1×10 <sup>6</sup> cells

#### 产品介绍:

细胞英文(简称)	BV2、BV-2
细胞名称	BV2、BV-2 小鼠小胶质细胞
背景资料	BV-2 由 E.Biasi 年建立于 1990 年。该细胞由小鼠小神经胶质细胞经逆转录病毒介导转染 v-raf/v-myc 获永生。该细胞系保留有小神经胶质细胞多种形态, 表征, 和功能特征。免疫组化结果显示细胞为 MAC1,MAC2 阳性, 而 MAC3, 胶质细胞原纤维酸性蛋白, 半乳糖脑苷脂为阴性。BCRJ
代次	P3
规格	T25
细胞数	1x10 <sup>6</sup> cells
细胞形态	贴壁
安全级别	2
组织来源	小胶质
细胞活力	95% (Viability by Trypan Blue Exclusion)
细胞检测	细胞不含有 HIV-1、HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌
培养条件	DMEM (高糖) +10% FBS+1%P/S; 37°C, 5% CO <sub>2</sub>
传代方法	建议 1:2-1:3 两天换液一次
冻存条件	无血清细胞冻存液,或者 40%血清+5%DMSO+基础培养基

#### 本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, china)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海