



### PBST (PBS with Tween-20, 10X)

产品货号	产品名称	包装
DW1076	PBST (PBS with Tween-20, 10X)	500ml

#### 产品介绍:

多沃生产的 PBST (PBS with Tween-20, 10X), 由氯化钠、磷酸氢二钠、磷酸二氢钠等组成, 含 0.05% Tween-20, 不含 Ca<sup>2+</sup>、Mg<sup>2+</sup>, pH 值为 7.5, 多用作 ELISA 清洗液, 亦可用于清洗 Western Blot 实验中 PVDF 膜或 NC 膜。

本产品为 10X 浓缩液, 使用时需用蒸馏水或去离子水稀释为 1X 后使用, 例如配制 1L PBST (1X), 取 100ml PBST (PBS with Tween-20, 10X) 加入 900ml 去离子水混匀即可。

#### 保存说明:

常温保存

#### 使用说明:

取 100ml PBST (PBS with Tween-20, 10X) 于 1L 量筒中, 加入蒸馏水或去离子水定容至 1L, 即为 PBST 1X。

#### 注意事项:

1. 没有用完的 PBST 可以室温保存一周左右, 如果发现洗涤液出现浑浊、沉淀等异常现象, 需废弃。
2. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

#### 本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海