



## DMSO-分析化学级 AR

产品货号	产品名称	包装
DW0031	DMSO-分析化学级 AR	100ml

### 产品介绍:

DMSO 即 dimethyl sulfoxide, 中文名为二甲亚砜。分子式为  $C_2H_6OS$ , 分子量为 78.13, 纯度 >99.9%。常温下为无色无臭的透明液体, 是一种吸湿性的可燃液体。具有高极性、高沸点、热稳定性好、非质子、与水混溶的特性, 能溶于乙醇、丙醇、苯和氯仿等大多数有机物,

容易过度冷却, 并在室温下缓慢融化。固化的产品放在室温下可以再次液化, 对产品本身无影响。

### 保存说明:

室温保存。

### 注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。

2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海