



hanks'Banlanced Salt Solution (HBSS, 含钙镁)

产品货号	产品名称	包装
DW0052	hanks'Banlanced Salt Solution (HBSS, 含钙镁)	500ml

产品介绍:

Hanks' Balanced Salt Solution, 简称 HBSS, 含 137.93mM NaCl, 5.33mM KCl, 4.17mM NaHCO₃, 1.26mM CaCl₂, 0.493mM MgCl₂, 0.407mM MgSO₄, 0.441mM KH₂PO₄, 0.338mM Na₂HPO₄, 5.56mM D-Glucose, pH 值为 7.1-7.5。

本 Hanks' Balanced Salt Solution 溶液为无菌过滤产品。

保存说明:

4°C保存, 一年有效。

注意事项:

1. 本 Hanks' Balanced Salt Solution 溶液含 Ca²⁺与 Mg²⁺, 如需使用不含有 Ca²⁺与 Mg²⁺的 Hanks' Balanced Salt Solution 溶液, 请订购 (DW0051) hanks'Banlanced Salt Solution (HBSS,不含钙镁)。
2. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海