



### PBS 缓冲液 (细胞级,含双抗)

产品编号	产品名称	包装
DW0090	PBS 缓冲液 (细胞级,含双抗)	500ml

#### 产品介绍:

PBS (phosphate buffered solution) 即磷酸盐缓冲液, 能够提供相对稳定的离子环境和 pH 缓冲能力, 是生物学中经常使用的缓冲盐溶液。pH 为 7.2-7.4, 主要成分为磷酸氢二钠以及氯化钠, 常用于细胞培养、分子克隆及免疫组化等实验。

PBS 缓冲液 (细胞级) 为 1x 工作液, 经过除菌处理, 可直接使用。

#### 保存说明:

本产品含有双抗, 可以减少细菌污染, 如果实验不能涉及到双抗, 请换货号为 (DW0040) 的产品。  
常温保存, 一年有效。

#### 注意事项:

1. 在使用 PBS 的过程中要特别注意避免溶液被微生物污染。
2. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

#### 本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海