



L-谷氨酰胺 (200 mM) 无菌

产品编号	产品名称	包装
DW0094	L-谷氨酰胺 (200 mM) 无菌	100ml

产品介绍

L-Glutamine (100X), 浓度为 200mM。L-Glutamine 的中文名为 L-谷氨酰胺。
本 L-Glutamine (100X)溶液经过过滤除菌, 可以直接用于细胞培养等用途。使用前不必再进行过滤等除菌处理。

使用方法:

99ml 培养基+1ml 该产品, 终浓度为 20mM。

注意事项:

防止污染。

本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海