



青链霉素混合液 (100X)

产品货号	产品名称	包装
DW0022	青链霉素混合液 (100X)	100ml

产品介绍:

多沃生产的青链霉素混合液 (100X) (Penicillin-Streptomycin Solution, 100X)是专门用于细胞培养的双抗。本品经过滤除菌, 可以直接添加到细胞培养液内, 按照 100 倍稀释使用即可。青霉素(penicillin)为 β -内酰胺类抗生素, 抑菌机制为抑制细菌细胞壁的合成; 链霉素(streptomycin)和庆大霉素(gentamicin)为氨基糖苷类抗生素, 可以抑制细菌蛋白质的合成。

保存说明:

-20°C保存, 一年有效

使用说明:

配制细胞培养液时按照每配制 100ml 细胞培养液加入 1ml 的比例加入青链霉素混合液(100X)。

注意事项:

1. 尽量减少反复冻融的次数, 可以根据使用的量适当分装。
2. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海