



甘氨酸 (Glycine)

产品货号	产品名称	包装
DW1046	甘氨酸 (Glycine)	500g

产品介绍:

中文名:		甘氨酸	
英文名:	Glycine (Gly)	分子式:	C ₂ H ₅ NO ₂
分子量:	75.07	Cas 号:	56-40-6

保存说明:

室温保存

使用说明:

常用于 PAGE 电泳或 Western 转膜。

注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海