



丙烯酰胺/Acrylamide

产品货号	产品名称	包装
DW1045	丙烯酰胺/Acrylamide	500g

产品介绍:

中文名:	丙烯酰胺		
英文名:	Acrylamide	分子式:	C3H5NO
分子量:	71.08	Cas 号:	79-06-1

保存说明:

储存于通风、干燥的库房。

使用说明:

本品为丙烯酰胺系中最重要及最简单的一种,用途十分广泛,用作有机合成的原料及高分子材料的原料。本产品主要应用于聚丙烯酰胺凝胶等技术试验。

注意事项:

1. 本产品有剧毒及潜在致癌性,注意有效防护,避免与眼睛、皮肤和衣物接触,不要吞食或吸入。
2. 本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
3. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海