



## SDS-PAGE 上层胶缓冲液

产品货号	产品名称	包装
DW1052	SDS-PAGE 上层胶缓冲液	100ml

### 产品介绍:

本品为配制 SDS-PAGE 浓缩胶缓冲液, 可用于配制各种浓度的变性及非变性 PAGE 凝胶, 方便、快捷。产品中已加入 10%SDS, 使用时不用另外加入。

### 保存说明:

4°C保存

### 使用说明:

1. 按照如下表格配制 SDS-PAGE 的浓缩胶(也称堆积胶、积层胶或上层胶):

成分	配制不同体积 SDS-PAGE 浓缩胶所需各成分的体积(毫升)					
<b>5%胶</b>	2	3	4	6	8	10
蒸馏水	1.17	1.75	2.33	3.5	4.7	5.8
30%Acr-Bis(29:1)	0.33	0.5	0.67	1.0	1.3	1.7
上层胶缓冲液(4X)	0.5	0.75	1	1.5	2	2.5
10%凝胶聚合催化剂	0.02	0.03	0.04	0.06	0.08	0.1
TEMED	0.002	0.003	0.004	0.006	0.008	0.01

### 注意事项:

1. 进行上层胶配制需另外准备 30%Acr-Bis(29:1)、10%凝胶聚合催化剂及 TEMED 等
2. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海