



多沃生物

Dowobio Biotechnology Co., Ltd



## 30% Acr-Bis (29:1)

产品货号	产品名称	包装
DW1032	30% Acr-Bis (29:1)	100ml

### 产品介绍:

30%Acr-Bis (29: 1) 即 30%的 acrylamide-bisacrylamide 的水溶液, 其中 acrylamide 和 bisacrylamide 的比例为 29: 1

本产品常用于配制各种浓度的变性及非变性聚丙烯酰胺 (PAGE) 凝胶, 进行常规的蛋白或核酸电泳实验, 使用方便。

### 保存说明:

4°C避光保存

### 使用说明:

关于 SDS-PAGE 胶的配制, 请参考快速配胶试剂盒 SDS(DW1014)。

### 注意事项:

1. 本产品对人体有毒, 请注意有效防护。
2. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海