



## Tris-HCl (PH8.8)

| 产品货号   | 产品名称             | 包装    |
|--------|------------------|-------|
| DW1040 | Tris-HCl (PH8.8) | 500ml |

### 产品介绍:

Tris-HCl 是 SDS-PAGE 电泳最常用的试剂, 用来配制丙烯酰胺凝胶等, 本产品用于配制 SDS-PAGE 的分离胶。

### 保存说明:

室温保存。

### 使用说明:

关于 SDS-PAGE 胶的配制, 请参考 SDS 凝胶试剂盒(DW1007)。

### 注意事项:

1. 本产品对人体有刺激性, 请注意有效防护。
2. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海