

**10% Ammonium persulphate (10% AP)**

产品包装: 10ml

产品货号	产品名称	包装
DW1048-A	Ammonium persulphate	可配置 10ml
DW1048-B	稀释液	10ml

产品介绍:

中文名:	过硫酸铵		
英文名:	Ammonium persulphat (AP)	分子式:	(NH ₄) ₂ S ₂ O ₈
分子量:	228.201	Cas 号:	7727-54-0

保存说明:

-20°C保存

使用说明:

主要用于配制 PAGE 胶等。使用时将稀释液与 Ammonium persulphate 粉剂混合, 混匀使试剂完全融化, 即可配置成 10% Ammonium persulphate (10% AP)。配置好的 10% Ammonium persulphate (10% AP) 需分装成小管-20°C保存。

注意事项:

1. 10%过硫酸铵在室温下不稳定, -20°C保存。
2. 避免反复冻融, 建议分装成小份使用。
3. 另外凝胶凝聚的速度和温度及光照关系密切, 可通过适当调节 AP 的用量, 控制在不同的环境下凝胶凝聚的速度。
4. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
5. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海