



PMSF(100mM)

产品包装: 10ml

产品货号	产品名称	包装
DW1008-A	PMSF(晶体)	可配置 10ml
DW1008-B	PMSF(溶剂)	10ml

产品介绍:

中文名:	苯甲基磺酰氟		
英文名:	Phenylmethylsulfonyl fluoride	分子式:	C7H7FO2S
分子量:	174.19	Cas 号:	329-98-6

保存说明:

室温保存, 配置成 PMSF 溶液-20°C保存, 有效期一个月

使用说明:

- 即用即配。将一管 PMSF 晶体全部倒入到 PMSF 溶剂中, 溶解混匀, 即配制成 10ml 100mM PMSF
- 可抑制丝氨酸蛋白酶 (如胰蛋白酶, 胰凝乳蛋白酶, 凝血酶) 和巯基蛋白酶 (如木瓜蛋白酶), 也可抑制半胱氨酸蛋白酶和乙酰胆碱酯酶。

注意事项:

- PMSF 有剧毒, 严重损害呼吸道粘膜、眼睛及皮肤, 吸入、吞进或通过皮肤吸收后有致命危险, 请注意有效防护并小心使用。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海