



SDS 粉

产品货号	产品名称	包装
DW1044	SDS 粉	500g

产品介绍:

中文名:	十二烷基硫酸钠		
英文名:	Sodium dodecyl sulfate (SDS)	分子式:	C ₁₂ H ₂₅ NaO ₄ S
分子量:	288.38	Cas 号:	151-21-3

保存说明:

室温保存

注意事项:

1. 本产品对人体有害, 请小心使用, 并注意有效防护。
2. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海