



TBS (10X)

产品货号	产品名称	包装
DW1073	TBS (10X)	500ml

产品介绍:

TBS 缓冲液是生物学中常使用的 Tris-HCl 缓冲盐溶液, 由 Tris-HCl 构成稳定的 PH 缓冲体系, NaCl 提供等渗条件。主要用于免疫组化和原位杂交, 酶联免疫等实验中, 清洗免疫印迹实验中非特异性结合的抗体等。

本产品为 10X 浓缩液, 使用时需用蒸馏水或去离子水稀释为 1X 后使用, 例如配制 1L TBS(1X), 取 100ml TBS (10X) 加入 900ml 去离子水混匀即可。

保存说明:

4°C保存

使用说明:

取 100ml TBS(10X)于 1L 量筒中,加入蒸馏水或去离子水定容至 1L, 即为 TBS 1X。

注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海