



## 5M NaCl 溶液

产品货号	产品名称	包装
DW3030	5M NaCl 溶液	100ml

### 产品介绍:

氯化钠, 分子量: 58.44, 分子式: NaCl, CAS 号: 7647-14-5, 是多种科研试剂的基础成分, 用途极为广泛。本溶液为无菌过滤产品, 可直接使用。

### 保存说明:

室温保存。

### 注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海