



## 转膜液（即用型）

产品货号	产品名称	包装
DW1019	转膜液（即用型）	500ml

### 产品介绍：

本品是用于蛋白印迹实验（Western blotting）中电泳转膜的缓冲试剂，是一种安全无毒的产品。本产品按常规方法配制而成，为预混粉末，不含 SDS 和甲醇，便于储存、操作简便。

本品为即用型试剂，可以直接使用。本转膜液可以回收再使用，但不宜超过三次。

### 保存说明：

室温保存。

### 注意事项：

1. 本品使用不宜超过三次。
2. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 本产品文章中的写法：

英文：Dowobio (Shanghai, China)

中文：上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海