



## 地衣红染色液 (1%)

产品货号	产品名称	包装
DW2062	地衣红染色液 (1%)	50ml

### 产品介绍:

地衣红又称苔红素, CAS 号 1400-62-0, 分子量为 500.51, 是生物媒染剂, 可以 HbsAg 和鞭毛等进行染色。地衣红染色液(1%)主要由地衣红、磷酸盐、去离子水等组成, 操作简单、特异性高, 但染色效果可能受到不同批次原料而有差异。

### 储存条件:

室温, 避光保存, 有效期 6 个月。

### 使用说明:

根据实验具体要求操作。

### 注意事项:

1. 染色效果可能受到不同批次原料而有差异。
2. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海