



磷钼酸水溶液 (1%)

产品货号	产品名称	包装
DW2080	磷钼酸水溶液 (1%)	100ml

产品介绍:

染色后用某些特定的溶液将组织过多结合的染色剂脱去, 这个过程称为分化作用, 所用的溶液称为分化液。磷钼酸水溶液(1%)常用于三色染色后的分化, 保证不同组织间染色形成鲜明的对比。

储存条件:

2-8°C, 避光保存, 有效期 6 个月。

使用说明 (仅供参考):

- 根据实验具体要求操作。
- 分化时间根据染色深浅而定, 一般 1-3min。

注意事项:

- 上述试剂有刺激性, 请小心操作。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海