



## Tween-20 (吐温-20)

产品货号	产品名称	包装
DW3006	Tween-20 (吐温-20)	500ml

### 产品介绍:

中文名:	聚山梨醇酯-20		
英文名:	TWEEN-20	水溶性:	可溶于水
外观:	黄色或琥珀色澄明的油状液体	Cas 号:	9005-64-5

Tween-20 有复性抗原的作用,可提高特异性的识别能力。在做 western blot 时,用惰性蛋白质或非离子去污剂封闭膜上的未结合位点,可以降低抗体的非特异性结合。

**用途:** 吐温 20 为水包油 (O/W) 型乳化剂,可作增溶剂、扩散剂、稳定剂、抗静电剂、润滑剂,如作矿物油乳化剂、化妆品的乳化剂、医药品乳化剂、染料的助溶剂、泡沫塑料的稳定剂、照相乳液助剂、洗发香波的粘度调节剂、纺丝油剂中的抗静电丝鸣增效剂、纤维加工助剂等。特别适合与司盘-20 配合使用。

### 保存说明:

室温保存。

### 注意事项:

1. 本品不建议高压灭菌,建议用 0.22 $\mu$ m 滤膜过滤除菌。滤膜除菌前可能需要微热 Tween-20 到 40 $^{\circ}$ C,且用热水替换部分 Tween-20。
2. 本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
3. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海