



## 磷酸二氢钾

产品货号	产品名称	包装
DW3016	磷酸二氢钾	500g

### 产品介绍:

中文名:	磷酸二氢钾		
英文名:	Dipotassium hydrogenphosphate	分子式:	K <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub>
分子量:	174.18	Cas 号:	7758-11-4

溶解性: 易溶于水, 水溶液呈碱性; 微溶于醇

### 保存说明:

密封干燥保存。

### 注意事项:

1. 该品吸入、口服或与皮肤接触有害。对机体有不可逆损伤的可能性。使用时应穿防护服。使用时应避免吸入本品粉尘, 避免与眼睛及皮肤接触。
2. 应远离热源, 密封于干燥处保存。
3. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
4. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海