



## 刀豆蛋白 A, Concanavalin A (ConA)

产品货号	产品名称	包装
DW4010	刀豆蛋白 A, Concanavalin A (ConA)	1mg

### 产品介绍:

中文名:	刀豆蛋白 A/刀豆球蛋白 A/刀豆凝集素		
英文名:	Concanavalin A/ConA	分子式:	
分子量:		Cas 号:	11028-71-0

刀豆蛋白 A (Concanavalin A, 缩写 ConA) 是一种糖类结合蛋白质, 又叫刀豆球蛋白 A、伴刀豆球蛋白、刀豆素、刀豆凝集素, 是一种植物血凝素, 具有强力的促有丝分裂作用, 有较好的促淋巴细胞转化反应的作用, 其促淋巴细胞转化最适浓度为 40-100 $\mu$ g/ml, 能沉淀肝糖原, 凝集羊、马、狗、兔、猪、大鼠、小鼠、豚鼠等动物及人红细胞。还能选择性激活抑制性 T 细胞 (Ts) 细胞, 对调节机体免疫反应具有重要作用。

### 注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海