



## 卵黄乳液(Egg Yolk Emulsion)

产品货号	产品名称	包装
DW3032	卵黄乳液(Egg Yolk Emulsion)	5ml*10

### 产品介绍:

浓度: 50%, 溶液为生理盐水

保存: 4度 开封后, 15日内必须使用完。

10ml 该产品加入培养基的体积表	
培养基	体积
甘露醇卵黄多粘菌素琼脂基础 (MYP)	100ml
甘露醇卵黄培养基基础	166ml
卵黄琼脂培养基基础	50ml
尿素卵黄双糖培养基	200ml
TSC	62.5ml
厌氧卵黄琼脂	31.25ml
蜡样芽孢杆菌选择性琼脂培养基基础	50ml
卵黄双抗培养基(EPV)	200ml

### 50%卵黄乳液微生物灵敏度试验

按标签用法制备培养基, 接种以下质控菌株, 放置 30±1°C需氧培养 24-48 小时							
质控菌株	菌株编号	培养基	接种数量	方法	质控结果	生物特性	质控菌株
蜡样芽孢杆菌	CMCC(B)63303	TSA	20-200	定量	PR≥0.7	菌落为微粉红色, 周围有淡粉红色沉淀环	蜡样芽孢杆菌
大肠埃希氏菌	ATCC25922	—	—	半定量	G≤1		大肠埃希氏菌
枯草芽孢杆菌	ATCC6633	—	—	定性	—	黄色菌落, 无沉淀环	枯草芽孢杆菌
蜡样芽孢杆菌	ATCC11778 20-200	TSA		定量	PR>0.7	菌落为微粉红色, 周围有淡粉红色沉淀环	蜡样芽孢杆菌

### 注意事项:

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
2. 微量/粉末溶解前请先短暂离心, 以保证产品全在管底。
3. 请勿吸入、吞咽或者直接接触皮肤和眼睛。
4. 本产品仅用于科研用途, 禁止用于人身上。

### 本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海