



N,N-甲叉双丙烯酰胺

产品包装

产品编号	产品名称	包装	保存温度
DW1139	N,N-甲叉双丙烯酰胺	100g	常温

产品介绍:

中文名:	N,N-甲叉双丙烯酰胺		
英文名:	Methylene-Bis-Acrylamide	分子式:	C7H10N2O2
分子量:	154.17	Cas 号:	110-26-9

保存说明:

储存于通风、干燥的库房。严禁潮湿，严禁内包装破损，用后剩余部分应立即封口，严禁产品直接与空气接触，本产品有从空气中吸入水分的功能，然后结块自聚变质不能使用。在上述环境下保质期为 2 年。

使用说明:

本产品可分离生物高分子化合物(蛋白质、多肽、核酸)等，制备聚丙烯酰胺凝胶的交联剂，应用于聚丙烯酰胺凝胶技术和临床检验。

注意事项:

1. 本产品有从空气中吸入水分的功能，使用后注意密封。
2. 避免与眼睛，皮肤和衣物接触，不要吞食或吸入。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作

本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海