



分化液

产品货号	产品名称	包装
DW2031	分化液	100ml

产品介绍:

分化作用是指组织染色后用某些特定的溶液将组织过多结合的染色剂脱去，这个过程称为分化作用，所用的溶液称为分化液。该产品主要用于 HE 染色、Masson 三色染色中，是一种非常重要的辅助试剂。

保存说明:

室温密封保存。

使用说明:

根据实验具体要求操作。

一般分化 2-5S，立即用水或蓝化液终止。

注意事项:

密闭保存，一旦开启尽快用完，因为其有效成分易挥发。

本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海