



## IHC 二抗稀释液

产品货号	产品名称	包装
DW2006	IHC 二抗稀释液	100ml

### 产品介绍:

多沃生产的 IHC 二抗稀释液为即用型工作液，用本产品稀释或配置的二抗可以再 4°C 保存和使用不少于一周，可以反复多次用于免疫组化、免疫细胞化学等相关免疫实验，节约您宝贵的抗体，本产品仅用于免疫组化、免疫细胞化学等相关免疫实验中的抗体稀释。

### 保存说明:

4°C 保存或置 -20°C 长期保存。

### 使用说明:

- 1、临用前从 -20°C 冰箱中取出本品，至室温待完全融化，颠倒混匀数次，置 4°C 保存备用，或分装冻存，勿反复冻融。
- 2、用时参考所用的二抗说明，按照适当比例稀释二抗，一次实验结束后，可以回收，4°C 保存，一周内可用于下次的实验。

### 注意事项:

1. 大包装宜分装冻存，请勿反复冻融。
2. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海