



罗丹明 B

产品货号	产品名称	包装
DW3014	罗丹明 B	5g

产品介绍:

中文名:	罗丹明 B		
英文名:	Rhodamine B	分子式:	C ₂₈ H ₃₁ ClN ₂ O ₃
分子量:	479.02	Cas 号:	81-88-9

保存说明:

4°C保存, (配置成溶剂-20°C可保存 1 个月, -80°C可保存 6 个月)密封干燥。

注意事项:

1. 该品吸入、口服或与皮肤接触有害。对机体有不可逆损伤的可能性。使用时应穿防护服。使用时应避免吸入本品粉尘, 避免与眼睛及皮肤接触。
2. 应远离热源, 密封于干燥处保存。
3. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
4. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海