



胶原蛋白 I/Collagen Type I (牛腱)

产品货号	产品名称	包装
DW3021	胶原蛋白 I/Collagen Type I (牛腱)	1g

产品介绍:

中文名:	胶原蛋白 I		
英文名:	Collagen Type I	分子式:	
分子量:		Cas 号:	

保存说明:

2-8°C保存。

使用说明:

根据细胞类型不同, 推荐浓度 5-10 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ 生长面积。

注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海