



地塞米松

产品货号	产品名称	包装
DW3024	地塞米松	100mg

产品介绍:

中文名:	地塞米松		
英文名:	Dexamethasone	分子式:	C ₂₂ H ₂₉ FO ₅
分子量:	392.46	Cas 号:	50-02-2

保存说明:

2-8°C保存。

使用说明:

如需制备 20 µg/ml 的储备溶液, 可向每 1mg 产品中加入 1 ml 无水乙醇; 轻轻晃动使其溶解。向每 1ml 的乙醇中加入 49 ml 无菌培养基, 混匀后可获得 20 µg/ml 的终浓度。

注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海