



DEPC 水

产品货号	产品名称	包装
DW3003	DEPC 水	100ml

产品介绍:

DEPC 水是用 DEPC(diethylpyrocarbonate, 焦碳酸二乙酯)处理过并经高温高压消毒的 MiliQ 纯水。经检测不含 RNase、DNase 和 proteinase。DEPC 水可以用于 RNA 沉淀的溶解, 含有 RNA 的各种反应体系如反转录、siRNA 的退火等, 以及其它各种要求无 RNase、DNase 和 proteinase 的反应体系。DEPC 水不同于 DEPC。DEPC 水是使用 DEPC 处理过的水, 基本上不含 DEPC, 99.99%以上是水。

保存说明:

室温保存。

注意事项:

1. 如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
2. 手上通常有 RNase, 必须戴一次性手套操作, 以防 RNase 污染。
3. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
4. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海