



## 乙二胺四乙酸二钠 EDTA-2Na

产品货号	产品名称	包装
DW3001	EDTA-2Na	500g

### 产品介绍:

中文名:	乙二胺四乙酸二钠		
英文名:	Disodium edetate dihydrate	分子式:	C <sub>10</sub> H <sub>14</sub> N <sub>2</sub> Na <sub>2</sub> O <sub>8</sub>
分子量:	336.21	Cas 号:	6381-92-6

用途: 作重金属解毒药、络合剂、抗氧增效剂、稳定剂及软化剂等; 钙、镁及其他金属试剂, 金属掩蔽剂。乙二胺四乙酸二钠是一种重要络合剂, 用于络合金属离子和分离金属。

### 保存说明:

室温保存。

### 注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海