



氯化钾

产品货号	产品名称	包装
DW3013	氯化钾	500g

产品介绍:

中文名:	氯化钠		
英文名:	Potassium chloride	分子式:	KCl
分子量:	74.55	Cas 号:	7447-40-7

外观与性状: 白色晶体, 味极咸, 无臭无毒性。易溶于水、醚、甘油及碱类, 微溶于乙醇, 但不溶于无水乙醇, 有吸湿性, 易结块; 在水中的溶解度随温度的升高而迅速地增加, 与钠盐常起复分解作用而生成新的钾盐。

保存说明:

库房低温, 通风干燥处保存。

注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海