

**HSF (SV40 转染) 细胞专用培养基**

产品货号	产品名称	包装
DW0305	HSF(SV40 转染) 细胞专用培养基	125ml

**产品介绍:**

HSF(SV40)细胞专用培养基经过长期测试, 本产品可保持 HSF(SV40)细胞最佳的生长状态。

本产品中已包含 HSF(SV40) 细胞生长所需的各种成分无需添加任何成分, 可直接用于 HSF(SV40) 细胞的培养。

**产品主要成分:**

名称	体积	浓度	保存条件
原代成纤维细胞基础培养基	125ml	1×	4°C、避光
原代成纤维细胞培养添加剂	5ml	100×	-20°C、避光
胎牛血清 (FBS)	50ml	终浓度 10%	-20°C、避光
双抗 (青霉素/链霉素, P/S)	5ml	100×	-20°C、避光

**运输和保存:**

运输: 放置于含有生物冰袋的保温箱中低温运输

保存方法: 成纤维细胞基础培养基 2°C ~ 8°C 保存 1 年, 细胞培养添加剂和血清, 双抗 -20°C, 避光保存 12 个月。

配置好的完全培养基 2-8°C 保存 1 个月。

**质量控制:**

检测项目	质量控制	
澄清度	澄清	
PH	7.3±0.2	
内毒素含量 (EU/mL)	≤10	
无菌检测	细菌	阴性
	真菌	阴性
	支原体	阴性
细胞生长试验	细胞形态	正常
	细胞生长实验	合格

**注意事项:**

1、收到产品请先检查包装是否完好, 如有破损, 漏液、浑浊等现象请及时联系我们, 培养基冻融后, 可能会有少量絮状物析出, 不影响产品正常使用。

2、请仔细阅读产品说明书, 了解产品使用方法、保存方式、有效期等信息, 若因操作失误, 保存不当而导致产品出现污染等问题的, 责任由客户自行承担。

3、本产品仅能用于科研, 培养基中的一些组分对人体有较低的危害性, 如有接触立即用大量清水冲洗即可。

---

**本产品**在文章中的写法：

英文：Dowobio (Shanghai, China)

中文：上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海

上海多沃