



SHP-77 细胞专用培养基

| 产品货号 | 产品名称 | 包装 |
|--------|----------------|-------|
| DW0312 | SHP-77 细胞专用培养基 | 125ml |

产品介绍:

SHP-77 细胞专用培养基经过长期测试, 本产品可保持 SHP-77 细胞最佳的生长状态。

本产品中已包含 SHP-77 细胞生长所需的各种成分, 无需添加任何成分, 可直接用于 SHP-77 细胞的培养。

产品主要成分:

| 名称 | 体积 |
|----------------|-----------|
| 1640 基础培养基 | 108.75 ml |
| 特级胎牛血清 | 12.5mL |
| 青链霉素混合液 (100X) | 1.25 mL |
| 丙酮酸钠 | 1.25 mL |
| 谷氨酰胺 | 1.25ml |

保存温度:

2°C ~ 8°C, 避光, 保存 1 个月; -20°C, 避光, 保存 3 个月。

质量控制:

| 检测项目 | 质量控制 | |
|---------------|---------|----|
| 澄清度 | 澄清 | |
| PH | 7.3±0.2 | |
| 内毒素含量 (EU/mL) | ≤10 | |
| 无菌检测 | 细菌 | 阴性 |
| | 真菌 | 阴性 |
| | 支原体 | 阴性 |
| 细胞生长试验 | 细胞形态 | 正常 |
| | 细胞生长实验 | 合格 |

注意事项:

- 1、收到产品请先检查包装是否完好, 如有破损, 漏液、浑浊等现象请及时联系我们, 培养基冻融后, 可能会有少量絮状物析出, 不影响产品正常使用。
- 2、请仔细阅读产品说明书, 了解产品使用方法、保存方式、有效期等信息, 若因操作失误, 保存不当而导致产品出现污染等问题的, 责任由客户自行承担。
- 3、本产品仅能用于科研, 培养基中的一些组分对人体有较低的危害性, 如有接触立即用大量清水冲洗即可。

本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海