



SK-OV-3 细胞专用培养基

产品货号	产品名称	包装
DW0314	SK-OV-3 细胞专用培养基	125ml

产品介绍:

SHP-77 细胞专用培养基经过长期测试, 本产品可保持 SHP-77 细胞最佳的生长状态。

本产品中已包含 SHP-77 细胞生长所需的各种成分, 无需添加任何成分, 可直接用于 SHP-77 细胞的培养。

产品主要成分:

名称	体积
McCoy' s 5A 基础培养基	111.25 ml
特级胎牛血清	12.5 mL
青链霉素混合液 (100X)	1.25 mL

保存温度:

2°C ~ 8°C, 避光, 保存 1 个月; -20°C, 避光, 保存 3 个月。

质量控制:

检测项目	质量控制	
澄清度	澄清	
PH	7.3±0.2	
内毒素含量 (EU/mL)	≤10	
无菌检测	细菌	阴性
	真菌	阴性
	支原体	阴性
细胞生长试验	细胞形态	正常
	细胞生长实验	合格

注意事项:

1、收到产品请先检查包装是否完好, 如有破损, 漏液、浑浊等现象请及时联系我们, 培养基冻融后, 可能会有少量絮状物析出, 不影响产品正常使用。

2、请仔细阅读产品说明书, 了解产品使用方法、保存方式、有效期等信息, 若因操作失误, 保存不当而导致产品出现污染等问题的, 责任由客户自行承担。

3、本产品仅能用于科研, 培养基中的一些组分对人体有较低的危害性, 如有接触立即用大量清水冲洗即可。

本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海