



OCT 包埋剂

产品货号	产品名称	包装
DW2188	OCT 包埋剂	120ml

产品介绍:

OCT 已广泛用于组织冰冻切片的制备，组织经 OCT 包埋剂包埋后可以支撑组织，增加组织的连续性，减少皱褶及碎裂。由于 OCT 混合物是水溶性的，切片在水中漂洗后即溶解，在后续染色中不会增加背景染色，是非常理想的冰冻切片制作介质，因此又称为 OCT 冰冻切片包埋剂。

产品特点:

1. 粘稠度高。
2. 滴瓶设计。
3. 无需从切片去除，染色时会溶解在水溶液。
4. 冻结迅速，使晶体形成的伤害小。
5. 可作为浸润性溶剂，用于切割容易破裂的组织，如大脑。

保存说明:

15°C~30°C 常温保存，有效期 24 个月。

使用说明:

- 1、在样本托的表面覆盖一层厚厚的包埋剂。
- 2、在样本托上固定、定向组织，轻轻按压，排出组织下面的空气。
- 3、再使用冷冻包埋剂，直至包围整个组织。
- 4、将装有组织的样本托放在速冻台或其他速冻设备，置于低温中迅速冷凝固定直至组织和包埋剂变硬。
- 5、按常规方法进行切片。

注意事项:

- 1.为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 2.本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。

本产品 在文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海