



小鼠胚胎成骨细胞 MC3T3-E1

产品货号	产品名称	包装
PM-0768	小鼠胚胎成骨细胞 MC3T3-E1	1×10 ⁶ cells

产品介绍:

细胞英文(简称) : MC3T3-E1

细胞名称 : MC3T3-E1; 小鼠胚胎成骨细胞

背景资料 : 收到细胞, 请查看瓶子是否有破裂, 培养基是否漏出, 是否浑浊, 如有请尽快和我们联系。如包装完好, 取出 25cm² 培养瓶, 75%酒精消毒, 拆下封口膜, 在显微镜下观察细胞形态是否正常, 细胞的贴壁情况以及细胞密度, 然后放入 37°C, 5%CO₂ 细胞培养箱中静置 2-3 小时, 以稳定细胞状态。

代次: P3

规格: T25

细胞数: 1×10⁶ cells

生物安全级别: 1

组织来源: 成骨

细胞形态: 贴壁

细胞活力: 95% (Viability by Trypan Blue Exclusion)

细胞检测: 细胞不含有 HIV-1、HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌

培养条件: MEMα +10% FBS (货号: DW0004) +1%P/S ; 37°C, 5% CO₂

传代方法: 首次建议 1:2-1:3 两天换液一次

冻存条件: 无血清细胞冻存液 (货号: DW0016) , 或者 90%血清+10% DMSO

注意事项:

- 1.本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海