



### TBS (20X)

产品货号	产品名称	包装
DW1122	TBS (20X)	500ml

#### 产品介绍:

TBS 缓冲液是生物学中常使用的 Tris-HCl 缓冲盐溶液, 由 Tris-HCl 构成稳定的 PH 缓冲体系, NaCl 提供等渗条件。主要用于免疫组化和原位杂交, 酶联免疫等实验中, 清洗免疫印迹实验中非特异性结合的抗体等。

本产品是 20 倍浓缩液, 使用时须用蒸馏水或去离子水溶解配制成 1X 后使用。

#### 保存说明:

4°C保存

#### 注意事项:

- 1.在低温情况下可能会产生沉淀。如果有沉淀产生, 可以在水浴温育至沉淀全部溶解后再使用。
- 2.配制好的 TBS(1X)溶液需在 1-2 周内使用完毕。
- 3.本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 4.为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

#### 本产品 in 文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海