



1%盐酸酒精

产品货号	产品名称	包装
DW2182	1%盐酸酒精	100ml

产品介绍:

1%盐酸酒精含有 1 份 Hcl, 99 份酒精。主要用于常规病理苏木素-伊红 (HE) 染色中最常使用的分化液。

保存说明:

常温保存。

注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海