



枸橼酸钠抗凝剂 (4%)

产品货号	产品名称	包装
DW3096	枸橼酸钠抗凝剂 (4%)	500ml

产品介绍:

枸橼酸钠(柠檬酸钠)又称柠檬酸钠, 常见原料为二水合柠檬酸三钠, 分子量为 294.12, 能与血液中的钙离子结合形成螯合物从而阻止血液凝固用于血液抗凝时常选用 3.2%(109mmol/L), 亦可选用 3.8%(129mmol/L)或者 4%(136 毫摩尔/升)。

枸橼酸钠抗凝剂(4%)主要由柠檬酸三钠和水组成, 未做无菌处理, 做血液抗凝时与血液的体积比一般采用 1:9, 主要适用于凝血象和红细胞沉降率测定, 当用于魏氏法测定血沉时, 抗凝剂与血液的比例采用 1:4(V:V)。

保存说明:

4°C保存。

注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海