



多沃生物

Dowobio Biotechnology Co., Ltd



三溴乙醇 阿佛丁

产品货号	产品名称	包装
DW3102	三溴乙醇 阿佛丁	5g

产品简介:

中文别名: 2,2,2-三溴乙醇, 阿佛丁

英文名称: Tribromoethanol

英文别名: 2,2,2-tribromoethanol; tribromoethyl alcohol; Bromethol

分子式: $\text{Br}_3\text{CCH}_2\text{OH}$

分子量: 282.76

特性: 固体微黄粉末状, 重量1:3, 比铁重。

密度: 2.866g/cm^3

熔点: $73-79^\circ\text{C}$

沸点: 199°C at 760 mmHg

闪点: 99.7°C

蒸汽压: 0.0879mmHg at 25°C

InChI: InChI=1/C2H3Br3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2

分子结构: $\text{Br}_3\text{CCH}_2\text{OH}$

保存说明:

常温保存。

注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海