



## FAA 固定液 (75%乙醇)

产品货号	产品名称	包装
DW2190	FAA 固定液 (75%乙醇)	500ml

### 产品介绍:

使用固定液固定组织, 能够尽量保存组织内细胞的形态、结构及其组成, 对于具有传染性的样品具有阻断作用, 固定好标本还可增强染色效果。

适用于植物的根、茎、叶, 子房、花药等组织的固定和保存。

### 保存说明:

常温保存。

### 固定步骤:

将植物组织取下, 放入固定液中固定。一般组织需要完全浸没在固定液中固定 24h, 组织较嫩或者较小的, 可自行缩短固定的时间。

### 注意事项:

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
2. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品。

### 本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海