



免疫染色一抗稀释液

产品货号	产品名称	包装
DW2195	免疫染色一抗稀释液	100ml

产品介绍:

免疫染色一抗稀释液可以用于免疫染色时一抗的稀释和配制。使用本免疫染色一抗稀释液稀释和配制的一抗可以在 4°C 保存和使用不少于 6 个月，可以反复多次用于免疫染色，节约您宝贵的抗体，按照每个一抗稀释 10ml 计算，100ml 免疫染色一抗稀释液可以稀释 10 次一抗。

保存说明:

4°C 保存，一年有效。长期不使用可以 -20°C 保存。

注意事项:

1. 为了能使抗体可以反复多次使用，建议尽量在 4°C 进行一抗和蛋白膜的结合反应，以减缓一抗的衰减速度。
2. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海