



磷酸肌酸钠

产品货号	产品名称	包装
DW3035	磷酸肌酸钠	5g

产品介绍:

CAS 号: 922-32-7

分子式: $C_4H_{11}N_3NaO_5P$

分子量: 235.11

形态: 粉末状

颜色: 白色晶体

保存说明:

4°C保存。

注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海