



### 小鼠食管癌细胞 AKR

产品货号	产品名称	包装
PM-0827	小鼠食管癌细胞 AKR	1×10 <sup>6</sup> cells

#### 产品介绍:

细胞英文(简称) : AKR

细胞名称: AKR 小鼠食管癌细胞

背景资料: 小鼠食管癌细胞 AKR 有食管癌的 ICR 小鼠。

代次: P3

规格: T25

细胞数: 1x10<sup>6</sup> cells

细胞形态: 贴壁/上皮样

安全级别: 2

组织来源: 器官: 食管; 疾病: 癌

细胞活力: 95% (Viability by Trypan Blue Exclusion)

细胞检测: 细胞不含有 HIV-1、HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌

培养条件: DMEM+10% FBS+1% P/S; 37°C, 5% CO<sub>2</sub>

传代方法: 建议 1:2-1:3 两天换液一次

冻存条件: 无血清细胞冻存液 (DW0016) ,或者 40%血清+5%DMSO+基础培养基 (DW0096)

#### 注意事项:

- 1.本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
- 2.为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

#### 本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海