



## TEMED

产品货号	产品名称	包装
DW1153	TEMED	2ml

### 产品介绍:

别名:	TEMED		
中文名:	N,N,N,N-四甲基乙二胺	分子式:	C <sub>6</sub> H <sub>16</sub> N <sub>2</sub>
分子量:	116.2	Cas 号:	110-18-9

### 保存说明:

储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 37°C。保持容器密封。应与氧化剂、酸类分开存放，切忌混储，分装微量可存于 4°C。

### 使用说明:

本产品用于制备丙烯酰胺水凝胶和十二烷基硫酸钠-聚丙烯酰胺凝胶等。TEMED 可以催化过硫酸铵产生自由基，从而加速丙烯酰胺凝胶的聚合。

### 注意事项:

1. 本产品易挥发，使用后请盖紧瓶盖，建议分装成小瓶使用。
2. 易燃，有腐蚀性，请注意防护。
3. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
4. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海