



苏木精

产品货号	产品名称	包装
DW3007	苏木精	10g

产品介绍:

中文名:	苏木精		
英文名:	Hematoxylin	分子式:	C ₁₆ H ₁₄ O ₆
分子量:	302.28	Cas 号:	517-28-2

苏木素是组织化学和免疫化学中最常用的染料之一，为褐色结晶粉末，可以广泛用于组织切片或培养细胞的染色。

保存说明:

室温避光密封保存，有效期 2 年。

注意事项:

1. 本品不建议高压灭菌，建议用 0.22 μ m 滤膜过滤除菌。滤膜除菌前可能需要微热 Tween-20 到 40°C，且用热水替换部分 Tween-20。
2. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海